

Alcoolisées 70% (v / v) solution IPA-utilisation pour la désinfection des surfaces.

perform[®] classic alcohol IPA

Notre plus

- rapidement, efficacement et sans résidu
- prêt à l'emploi
- couleur et sans parfum
- Efficacité testée aux normes européennes (EN)

Domaines d'utilisation

Pour la désinfection des surfaces dans les zones où l'efficacité microbiologique rapide est nécessaire.

Conseils d'utilisation

perform[®] alcool classique IPA non dilué déployer sur des objets et des surfaces et laisser travailler. Faites attention à compléter le mouillage. Le produit est séché rapidement à la surface. Epannage maximum de 50 ml / m². Particulièrement sensibles aux surfaces d'alcool, tels que Acrylique ne doit pas être traitée.

Efficacité microbiologique

Efficacité	Solution	Temps d'action
Bactéries <i>EN1276, EN13697</i>	prêtes à l'emploi	1 min
Levure <i>EN1650, EN13697</i>	prêtes à l'emploi	1 min
activité virucide limitée <i>Conformément à la directive de la DVV (Association allemande de lutte contre les maladies virales, association déclarée) / RKI</i>	prêtes à l'emploi	30 sec



perform[®] classic alcohol IPA

Données relatives au produit

composition:

100 g contiennent: 63,1 g de propane-2-ol (correspondant à 70% (v / v)).

Données physico-chimiques

Couleur	incolore
Densité	env. 0,88 g/cm ³ / 20 °C
pH	Non applicable
Point d'éclair	22 °C / Méthode: DIN 51755 Part 1
Routine FORM	liquide
Viscosité dynamique	> 2,5 mPa*s / 20 °C / Matière première

Remarques particulières

Utilisez soigneusement les désinfectants. Toujours lire l'étiquette et les informations avant de les utiliser.

BAG Reg.: CHZN3998

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
perform classic alc IPA 1 l FL	10/Carton	70000029
perform classic alc IPA 10 l KA	1/jerrycan	70000030

Avis d'expert et information

Vous trouverez un aperçu de toutes les expertises/textes portant sur la préparation perform[®] classic alcohol IPA sur Internet sous www.schuelke.ch

Pour vos questions individuelles :

Customer Care

Tél. : +41 (0) 44 466 55 44

E-mail : mail.ch@schuelke.com



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

schülke Suisse
Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstr. 58
8003 Zürich, Suisse
Tél +41 (0) 44 - 46655 - 44
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke siège principal
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com