



Poudre nettoyante et désinfectante pour les empreintes et prothèses dentaires

## dentavon®

### Notre plus

- Large spectre d'efficacité bactéricide et levuricide en 10 minutes

### Domaines d'utilisation

Pour la désinfection des empreintes en silicone et polyéther.

### Conseils d'utilisation

La solution reste efficace durant 1 journée de travail et, par conséquent, garantit une efficacité microbiologique complète durant cette période. Seulement dans les cas de salissure excessive, la solution doit être changée plus régulièrement. Pour éviter la transmission d'infection, la désinfection des empreintes doit toujours être effectuée au sein du cabinet dentaire et avant le transfert des empreintes au laboratoire de prothèse. Si le laboratoire de prothèse n'est pas certain que les empreintes ont bien été désinfectées, il doit désinfecter le matériel en toutes circonstances.

#### Dosage et utilisation :

Rincer les empreintes sous de l'eau courant. Dissoudre 2 graduations de la cuillère doseuse de produit dans 2 litres d'eau (= solution à 2%). Placer l'impression dans la solution et laisser agir pendant la durée nécessaire puis rincer à l'eau courante.

### Efficacité microbiologique

Efficacité	Solution	Temps d'action
<b>Bactéries</b> EN13727, EN14561 - en conditions de propreté	2 % (20 ml/l)	15 min
<b>Levure</b> EN13624, EN14562 - en conditions de propreté	2 % (20 ml/l)	15 min
<b>activité virucide limitée</b> EN14476 - en conditions de propreté	2 % (20 ml/l)	15 min

Efficacité	Solution	Temps d'action
<b>Virus</b> EN14476 - en conditions de propreté	2 % (20 ml/l)	15 min

CE 0297



## Données relatives au produit

### Composition :

Pour 100 g de dentavon®:

45 g de Pentapotassium bis (peroxymonosulfate) -bis (sulfate).

Étiquetage conformément au règlement (CE) n °. 648/2004: 5 à 15% d'agents tensio-actifs anioniques, <5% de tensioactifs non ioniques, <5% de savon, <5% de phosphonates, parfums

### Données physico-chimiques

Couleur	blanc
pH	env. 4 / 5 g/l / 20 °C / mélangé à l'eau
Point d'éclair	Non applicable
Routine FORM	granuleux
Viscosité dynamique	Non applicable

dentavon® est un dispositif médical de classe IIa.  
Marquage CE (organisme certificateur : DQS 0297).  
dentavon® est fabriqué par Schülke & Mayr GmbH  
(Robert-Koch Str 2 | 22851 Norderstedt | Allemagne)  
Utiliser les DM et les biocides avec précaution.

## Remarques particulières

### Toujours lire l'étiquette et les consignes d'utilisation.

Durant la désinfection des empreintes, l'application recommandée et le temps de trempage doivent être respectés. Ne pas ingérer. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Si contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau. Le port de gants est recommandé lors de l'utilisation du produit. La solution peut décolorer certains textiles. Garder le seau bien fermé. Protéger du gel, de la chaleur et de la lumière directe. Conserver à température ambiante dans le seau d'origine. Ne recycler que le seau complètement vide. Les restes de produit peuvent être jeté dans les déchets ménagers. Assurer une ventilation adaptée sur le site d'utilisation. Réservé à une utilisation professionnelle. Ne pas utiliser pour la désinfection finale des dispositifs médicaux critiques et semi-critiques.

## Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
dentavon 900g	4/Carton	125203

## Informations environnementales

schülke est une société engagée dans une gestion durable et responsable de nos ressources naturelles, de notre environnement et de notre santé. Notre système de management environnemental lancé en 1996 conditionne toutes nos activités au quotidien, et nos efforts sont régulièrement récompensés par les instances environnementales allemandes et internationales (EMAS, ECO AUDIT et Responsible Care).

## Avis d'expert et information

Les documents relatifs au produit sont disponibles sur simple demande à l'adresse suivante :

[schuelkefrance.info@schuelke.com](mailto:schuelkefrance.info@schuelke.com)

Ou auprès de votre contact commercial personnalisé.

Retrouvez toutes les nouveautés et informations diverses sur notre site internet : [www.schuelke.fr](http://www.schuelke.fr)



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

Schülke France  
Schülke France SARL  
Route de Varennes  
71100 Chalons-sur-Saône  
France  
Tél +33 3 85 92 30 00  
[www.schuelke.fr](http://www.schuelke.fr)  
[schuelkefrance.info@schuelke.com](mailto:schuelkefrance.info@schuelke.com)

Siège  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Allemagne  
Tél +49 40 - 52100 - 0  
Fax +49 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)