


schülke -†



Wir bieten für jeden Bedarf die passende Wanne. In allen Grössen, mit transparentem Deckel, mit Instrumentenbehälter und Auslaufhahn.

Wannen-System 5 l

Unser Plus

- Gute Materialverträglichkeit gegenüber allen Instrumentendesinfektions- und Reinigungsprodukten
- Schülke-Instrumentenwannen sind hitzebeständig bis + 55°C



Wannen-System 5 l

Produktdaten

Abmessung innen:

L 500mm x B 170mm x H 120mm

Abmessung aussen:

L 555mm x B 205mm x H 135mm

Besondere Hinweise

Die Aufbereitung darf nicht über 55 °C erfolgen.

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
Wanne 5 l	1/Karton	144401
Deckel für 5-l-Wanne transp.	1/Karton	144404
Wannen-Set 5 l Deckel weiß SE	1/Karton	144407
Beschwertteil 5-l-Wanne	1/Karton	144405
Wannen-Set 5 l Deckel transp. SE	1/Karton	144408

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.ch

Für Ihre individuellen Fragen:

Customer Sales Service

Telefon: +41 44 466 55 44

E-Mail: mail.ch@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Schweiz
Schülke & Mayr AG
Hungerbühlstrasse 22
8500 Frauenfeld
Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com