


schülke -+



Wir bieten für jeden Bedarf die passende Wanne. In allen Größen, mit transparentem Deckel, mit Instrumentenbehälter und Auslaufhahn.

Wannen-System 30 l

Unser Plus

- Gute Materialverträglichkeit gegenüber allen Instrumentendesinfektions- und Reinigungsprodukten
- Schülke-Instrumentenwannen sind hitzebeständig bis + 55°C



Wannen-System 30 I

Produktdaten

Abmessung innen:

L 560mm x B 370mm x H 225mm

Abmessung aussen:

L 620mm x B 405mm x H 240mm

Besondere Hinweise

Die Aufbereitung darf nicht über 55 °C erfolgen.

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
Wanne 30 I ohne Auslaufhahn	1/Karton	144601
Sieb für 30-I-Wanne	1/Karton	144602
Wanne 30 I mit Auslaufhahn	1/Karton	144606
Beschwertteil 30-I-Wanne	1/Karton	144605
Wannen-Set 30 I Deckel transp. SE	1/Karton	144608
Wannen-Set 30 I Hahn/Deckel transp SE	1/Karton	144610

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.ch

Für Ihre individuellen Fragen:

Customer Sales Service

Telefon: +41 44 466 55 44

E-Mail: mail.ch@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Schweiz
Schülke & Mayr AG
Hungerbühlstrasse 22
8500 Frauenfeld
Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com