

schülke -†



Liquide de rinçage pour le traitement automatique des instruments

thermodent® clear

Notre plus

- protège les instruments grâce au séchage rapide et évite ainsi la formation de résidus

Domaines d'utilisation

Permet un séchage sans tache des instruments.

Conseils d'utilisation

Concentration d'utilisation: 0,01 - 0,03 % (soit 0,1 - 0,3 ml/l d'eau)

Le dosage est effectué au moyen du dispositif/ de la fenêtre de dosage prévu(e) dans le clapet.

CE 0297



Données relatives au produit

Composition :

5 - 15 % de tensioactifs non ioniques

Données physico-chimiques

Couleur	incolore
Densité	env. 0,99 g/cm ³ / 20 °C
pH	7 / 100 % / 20 °C
Point d'éclair	37 °C / Méthode : DIN 51755 Part 1
Routine FORM	liquide
Viscosité dynamique	Donnée non disponible

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
thermodent clear 1 l FL	10/Carton	143101

Informations environnementales

Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.

Avis d'expert et information

Vous trouverez les informations sur le produit sous

www.schuelke.ch

Pour vos questions individuelles:

Customer Sales Service

Tél.: +41 44 466 55 44

E-mail: mail.ch@schuelke.com



GEPRÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG.-NR. CH-150-100023



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

schülke Suisse
Schülke & Mayr AG
Hungerbühlstrasse 22
8500 Frauenfeld
Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke siège principal
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com