



Pour l'application de désinfectants pour les mains, de lotions lavantes et soignantes pour des flacons de 500 ml et 1000 ml à usage unique.

Distributeur de préparation Type KHL

Notre plus

- satisfait aux exigences de l'association professionnelle d'assurance accident (BGR 250 / TRBA 250) et de l'ordonnance sur les lieux de travail pour l'enlèvement direct des produits
- pompe de dosage réglable d'env. 0,75 ml à env. 1,5 ml
- Boîtier aluminium anodisé (action bactériostatique)
- Le distributeur passe en lave-vaisselle
- montage simple

Domaines d'utilisation

Dosage simple et précis des solutions de désinfection des mains, lavantes et soignantes.

- Dose les solutions nécessaires sur un bloc de dosage situé sur la pompe de dosage en quantités d'environ 0,75 ml à 1,5 ml par poussée.
- La pompe interchangeable en plastique garantit un écoulement sans problème de la solution. Pas d'obstruction, pas de collage ni de gouttage.
- Boîtier en aluminium anodisé, argent mat. Levier-coudé en acier noble.
- Si nécessaire, le distributeur peut être enlevé de la plaque de fixation murale, pour le nettoyage par exemple.
- Remplissage rapide avec le flacon d'origine.
- Pompe de dosage facile à enlever par devant

Conseils d'utilisation

Exigences de l'Institut Robert Koch

Les lavabos utilisés par le personnel doivent être équipés d'un distributeur de désinfectant pour les mains et d'un distributeur de lotion de lavage ainsi que de produits de soin pour la peau dans des distributeurs et des tubes... Les distributeurs de lotion de lavage, de désinfectant et d'essuie-mains doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter. Les distributeurs de lotion de lavage doivent être nettoyés et désinfectés soigneusement avant d'être remplis."*

**IRK, Directive pour l'hygiène dans les hôpitaux et la prévention des infections, C1.1 Hygiène des mains*
Exigences de l'association professionnelle d'assurances accident

Les assurés doivent disposer...

- de lieux de lavage des mains facilement accessibles, dotés d'eau courante chaude et froide
- de distributeurs directs de désinfectant pour les mains, de nettoyants doux, de produits de soin et de protection de la peau adaptés
- d'essuie-mains jetables

...**

**** BGR 250/TRBA 250 Substances de travail biologiques dans le secteur de la santé et de l'aide sociale 4.1.1. Mesures de construction et mesures techniques / 4.1.1.1."**



Distributeur de préparation Type KHL

Données relatives au produit

KHL 500

Largeur : 8,2 cm

Profondeur : 21,5 cm (avec levier)

Hauteur : 24,5 cm

Version avec levier long pour récipient de 500 ml en plastique.

KHL 1000

Largeur : 9,2 cm

Profondeur : 22,0 cm (avec levier)

Hauteur : 29,0 cm

Version avec levier long pour récipient de 1000 ml en plastique.

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
Distributeur KHL 500 - blanc	1/Carton	60000338
Distributeur de préparation KHL 500	1/Carton	669610
Distributeur de préparation KHL 500	1/Carton	669612
Präparatespender KHL 500 weiss - Edelsta	1/Carton	669613
KHL 500 ml extra langer Bedienungshebel	1/Carton	669614
Präparatespender KHL 500 Counter	1/Carton	669615
Distributeur de préparation KHL 1000	1/Carton	669710
Distributeur de préparation KHL 1000	1/Carton	669712

Accessoires

Accessoires	N° art.
Schalenhalter f.1 L Spender	669390
Schalenhalter f.500ml Spender	669240

Informations environnementales

Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.

Avis d'expert et information

Vous trouverez un aperçu de toutes les expertises/textes portant sur la préparation KHL sur l'internet sous www.schuelke.ch

Pour vos questions individuelles:

Customer Care

Tél. : +41 (0) 44 466 55 44

E-mail : mail.ch@schuelke.com



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

schülke Suisse
Schülke & Mayr AG
Hungerbühlstrasse 22
8500 Frauenfeld
Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke siège principal
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com