

schülke -t



Kraftvoller Neutralisator auf Basis von Phosphorsäure zur maschinellen Aufbereitung.

mucapur® N

Unser Plus

- zur Neutralisation von Restalkalität aus dem Reinigungsschritt
- vermindert Korrosion und Belagsbildung an metallischen Gegenständen
- gute Materialverträglichkeit gegenüber Edelstahl und Kunststoffen
- geringes Rückstandsverhalten (empfindliche mikrobiologische Labortests werden somit nicht beeinflusst)
- frei von Tensiden
- mucapur® N wird von Miele empfohlen

Anwendungsgebiete

- Neutralisation von medizinischen Instrumenten, insbesondere metallischen Gegenständen nach der alkalischen Reinigung
- Konzentrat für den Einsatz in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten (RDG) und Taktband-Waschanlagen

Anwendungshinweise

Die Anwendungskonzentration beträgt 0,1 %.
Die Dosierung erfolgt über maschineneigene Dosierpumpen.
Bitte die anwendungstechnischen Empfehlungen des Maschinen-Herstellers beachten!



Produktdaten

Zusammensetzung:
anorganische Säure

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	1,33 g/cm ³ / 20 °C
Farbe	farblos
Flammpunkt	nicht anwendbar
Form	flüssig
pH	< 2 / 20 °C / Konzentrat
Viskosität, dynamisch	nicht anwendbar

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com. Für individuelle Fragen: Customer Care
Telefon: +49 40 52100-666 E-Mail: info@schuelke.com

Gefahren- und Sicherheitshinweise

C	Ätzend
R34	Verursacht Verätzungen.
S24/25	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
S36/37/39	Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen.
S45	Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

Besondere Hinweise

Enthält Phosphorsäure.

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
mucapur N 5000ml	3/Karton	230016
mucapur N 30l	1/Kanister	230070
mucapur N 200l	1/Fass	230005

Zubehör

Zubehör	Art.-Nr.
5/10 l-Kanisterschlüssel	135810

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.



schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstrasse 58
8003 Zürich
Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 4665533
Fax +41 (0) 44 - 4665533
mail.ch@schuelke.com

Schülke & Mayr Ges.m.b.H.
Seidengasse 9
1070 Wien
Österreich
Tel. +43 (0) 1 - 5232501-0
Fax +43 (0) 1 - 5232501-60
office.austria@schuelke.com