

schülke -†



Les bacs de trempage schülke permettent d'adopter une méthode de travail simple et hygiénique pour le nettoyage, l'entretien et la désinfection des instruments en tous genres.

bath-system 10 l

Notre plus

- En chlorure de polyvinyle blanc (PVC)
- Bonne compatibilité avec les préparations désinfectantes à base d'aldéhydes, de phénols et d'ammoniums quaternaires
- Avec panier amovible

Propriétés des produits

Bac de trempage 10L

- Dimensions intérieures: 340 x 260 x 170 mm
- Dimensions extérieures: 400 x 300 x 180 mm



bath-system 10 l

Remarques particulières

Le traitement ne peut pas être fait à plus que +55°C.

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
Bac de trempage 10L	1/Carton	144507

Informations environnementales

Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.

Avis d'expert et information

Les documents relatifs au produit sont disponibles sur simple demande à l'adresse suivante :

schuelkefrance.info@schuelke.com

Ou auprès de votre contact commercial dédié.

Retrouvez toutes les nouveautés et informations diverses sur notre site internet : www.schuelke.fr



EMAS
GEPRIIFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG. NR. 0-100-10003



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

Schülke France
Schülke France SARL
Route de Varennes
71100 Chalon-sur-Saône
France
Tél +33 3 85 92 30 00
www.schuelke.fr
schuelkefrance.info@schuelke.com

Siège
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com