



Reinigingsdoekje voor een eenvoudige en milde reiniging.

Wet Wipe Universal

Onze pluspunten

- gebruiksklaar
- verwijdert uitstekend vet en vuil
- nadrogen niet nodig
- parfum- en kleurstofvrij
- zonder handschoenen te gebruiken
- eenvoudig per stuk uit de verpakking
- pH van +/- 5,2 (huidneutraal)

Algemeen

De Wet Wipe Universal is een universeel doekje met hypo-allergenen, cosmetisch goedgekeurde ingrediënten.

De doekjes bevatten oppervlakte-actieve stoffen en zijn geperforeerd met gaatjes die vet en vuil absorberen, waardoor nadrogen niet nodig is. Ze zijn zowel kruis- als z-gevouwen, zodat de doekjes afzonderlijk uit de verpakking kunnen worden gehaald.

Toepassingsgebied

Reiniging van alle waterbestendige oppervlakken, zoals apparatuur en meubilair in ziekenhuizen /zorginstellingen. De doekjes zijn ook effectief als vlekverwijderaar voor textiel en om vet van meubilair en keukenapparatuur te verwijderen.

De Wet Wipe Universal doekjes zijn daarnaast ook optimaal voor gebruik in kantoren en in vervoersmiddelen zoals vliegtuigen, treinen, bussen etc.

Omdat de doekjes geen anionische oppervlakte-actieve stoffen bevatten, wordt de neutralisatie van kationische en desinfecterende middelen voorkomen.

De doekjes zijn geschikt voor het reinigen van vervuilde oppervlakken, voordat deze worden gedesinfecteerd. Per doekje kan een oppervlak van respectievelijk 2 tot 4 m² (mini - maxi) worden gereinigd (afhankelijk van de mate van vervuiling).



Wet Wipe Universal

Productinformatie

Samenstelling: <1% oppervlakreactieve stof, conserveringsmiddelen (Natriumbenzoaat, Kaliumsorbaat). Bevat melkzuur pH ca. 5,2 (huidneutraal)

Speciaal advies

Zie veiligheidsinformatieblad voor gevaren- en veiligheidsadvies.

Bestelinformatie

Artikel	Eenheid	Artikel nr.
Wet Wipe Universal mini 25 ST/SP (20*30cm)	20/Doos	70003600
Wet Wipe Universal maxi 20 ST/SP (43*30cm)	12/Doos	70003599
Wet Wipe Universal Mop 10 ST/SP (45*13cm)	9/Doos	70003601

Accessoires

Accessoires	Artikel nr.
Wandhouder voor Wet Wipe Universal mini	Op aanvraag

Milieu

schülke producten worden vervaardigd onder vooruitstrevende, veilige, spaarzame en milieuvriendelijke omstandigheden. Wij houden hoge kwaliteitseisen in acht.

Deze doekjes worden in samenwerking met Astma en Allergie Denemarken ontwikkeld en gelabeld. Er dient te worden voldaan aan de lokale vereisten op de werkplek.

Expert reports en informatie

Een overzicht van alle rapporten en literatuur betreffende de Wet Wipes Universal is terug te vinden op internet via www.schuelke.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met schülke Benelux: 0031 (0)23 5352634.

wetwipe®



Schülke & Mayr GmbH bezit een fabrikanten autorisatie conform sectie 13 paragraaf 1 van de Duitse Medicijnwet en certificaten van GMP compliance voor medische producten.

schülke Benelux
Schülke & Mayr Benelux B.V.
Oudeweg 8d
2013 CC Haarlem, Nederland
Tel: +31 (0) 23 535 26 34
www.schuelke.com
salesbenelux@schuelke.com

schülke hoofdkantoor
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2 22851
Norderstedt, Duitsland Tel:
+49 40 - 52100 - 0
www.schuelke.com
info@schuelke.com