

schülke -t



Hochwertige Edelstahlsäule mit wahlweise unterschiedlich montierbaren Produktspendern.

Hygiene Station Edelstahl

Unser Plus:

- geeignet für alle schülke-Spender
- für berührungslose (touchless) und manuelle Spender
- standardmäßig vorbereitet für die Montage aller Spender
- ideal für Eingangsbereiche, sowie Orte, an denen eine Wandanbringung von Spendern nicht erwünscht oder nicht möglich ist
- hygienische und robuste Edelstahlkonstruktion mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
- aufsetzbarer Dokumentenhalter
- schnelle und einfache Aufstellung
- Tropfschale
- Gummifüßchen zur rutschfesten Aufstellung

Funktionsbeschreibung

Einfache und exakte Dosierung von Händedesinfektionsmitteln und Waschlotionen.

Technische Daten


- Bodenfläche: 35 x 33 cm
- Höhe: 121 cm (ohne Dokumentenhalter)
- Material: Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Bestellinformation

Desinfektionssäulen	Art.-Nr.
Edelstahlsäule	60000378
Hygiene Station Edelstahl manuell (inkl. Spender 1000 ml und Schalenhalter)	60000332
Hygiene Station Edelstahl touchless (inkl. Spender 1000 ml und Schalenhalter rund)	60000331
Präparatespender	Art.-Nr.
Spender KHK 500 gerade Edelstahlpumpe (kurzer Armhebel)	701414
Spender KHK 1000 gerade Edelstahlpumpe (kurzer Armhebel)	701413
Spender KHL 500 gerade Edelstahlpumpe (langer Armhebel)	701416
Spender KHL 1000 gerade Edelstahlpumpe (langer Armhebel)	701415
Spender KHN touchless 500 ml	60000187
Spender KHN touchless 1000 ml	60000184
Zubehör	Art.-Nr.
Dokumentenhalter für Hygiene Station	60000335
Schalenhalter für 500 ml Spender (KHK 500 und KHL 500)	669240
Schalenhalter für 1000 ml Spender (KHK 1000 und KHL 1000)	669390
Schalenhalter für touchless Spender (KHN touchless 500 und 1000)	669560
Schalenhalter KH 500 weiß - rund (KHK 500 und KHL 500)	60000211
Schalenhalter KH 1000 weiß - rund (KHK 1000 und KHL 1000)	60000215
Schalenhalter touchless weiß - rund (KHN touchless 500 und KHN touchless 1000)	60000219



Hygiene Station Edelstahl



Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.at.

Für individuelle Fragen wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen schülke-Außendienstmitarbeiter oder an verkauf.austria@schuelke.com



EMAS
GEPÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG.-Nº. D-150-00000



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Österreich
Schülke & Mayr GmbH
Seidengasse 9
1070 Wien, Österreich
Tel. +43 (1) 523 25 01
Fax +43 (1) 523 25 01 - 60
www.schuelke.at
office.austria@schuelke.com

 **Air Liquide** Ein Unternehmen der
HEALTHCARE Air Liquide-Gruppe