

# schülke -+



Wir bieten für jeden Bedarf die passende Wanne. In allen Grössen, mit transparentem Deckel, mit Instrumentenbehälter und Auslaufhahn.

## Wannen-System 3 l

### Unser Plus

- Gute Materialverträglichkeit gegenüber allen Instrumentendesinfektions- und Reinigungsprodukten
- Schülke-Instrumentenwannen sind hitzebeständig bis + 55°C



# Wannen-System 3 l

## Produktdaten

### Abmessung innen:

L 250mm x B 150mm x H 120mm

### Abmessung aussen:

L 300mm x B 185mm x H 125mm

## Besondere Hinweise

Die Aufbereitung darf nicht über 55 °C erfolgen.

## Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
Wannen-Set 3 l Deckel transp. SE	1/Karton	144308
Beschwerteil 3-l-Wanne	1/Karton	144305
Deckel für 3-l-Wanne transp.	1/Karton	144304
Deckel für 3-l-Wanne weiß	1/Karton	144303
Wanne 3 l	1/Karton	144301
Sieb für 3-l-Wanne	1/Karton	144302

## Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

## Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter [www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)

Für Ihre individuellen Fragen:

Customer Sales Service

Telefon: +41 44 466 55 44

E-Mail: [mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Schweiz  
Schülke & Mayr AG  
Hungerbühlstrasse 22  
8500 Frauenfeld  
Schweiz  
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44  
[www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

schülke Hauptsitz  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt  
Deutschland  
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)