



Manuelle Betthalter zur einfachen Montage an den Rohrrahmen bzw. an das Fussteil vom Bett

## Bettgestellhalterung Vierkantflasche

### Unser Plus

- geeignet für 500 ml- bzw. 1.000 ml-Flaschen
- robuste Drahtkonstruktion
- mit Halterung zur Befestigung - an Rohrrahmen (gerade) und Fussteil (gebogen)
- autoklavierbar
- Edelstahl-Rundmaterial

### Produkteigenschaften

#### 500 ml-Vierkantflasche (gerade Halterung)

Masse (H x B x T) 110 x 70 x 120 mm

#### 1.000 ml-Vierkantflasche (gerade Halterung)

Masse (H x B x T) 145 x 85 x 150 mm

#### 500 ml-Vierkantflasche (gebogene Halterung)

Masse (H x B x T) 110 x 70 x 120 mm

#### 1.000 ml-Vierkantflasche (gebogene Halterung)

Masse (H x B x T) 145 x 85 x 150 mm



# Bettgestellhalterung Vierkantflasche

## Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
Bettgestellhalterung gerade 500ml	10/Karton	134412
Bettgestellhalterung gebogen 1l	10/Karton	134415
Bettgestellhalterung gebogen 500ml	10/Karton	134414
Bettgestellhalterung gerade 1l	10/Karton	134413

## Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

## Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter [www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch).

Für individuelle Fragen:

Customer Sales Service

Telefon: +41 44 466 55 44

E-Mail: [mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

**schülke Schweiz**  
Schülke & Mayr AG  
Hungerbühlstrasse 22  
8500 Frauenfeld  
Schweiz  
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44  
[www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

**schülke Hauptsitz**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt  
Deutschland  
Tel. +49 40 - 52100 - 0  
Fax +49 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)