

schülke -t



Dosierbehältnis für das Ansetzen und Ausgießen von aspirmatic® und aspirmatic® cleaner

schülke Applikationshilfe dental

Unser Plus

- gut sichtbare Skala zum Ansetzen von 2 l-Gebrauchslösung
- Restmenge für Mundspülbecken verbleibt automatisch im Dosierbehältnis
- einfaches Anstecken der Absaugschläuche auf vorhandene Adapter

Anwendungsgebiete

Dosierbehältnis für das Ansetzen und Ausgießen der Gebrauchslösung aspirmatic® und aspirmatic® cleaner in Absauganlagen. Die einfache und sichere Handhabung erleichtert die Arbeit mit dem aspirmatic® und dem aspirmatic® cleaner sehr. Durch die gut sichtbare Skala kann die 2 l-Gebrauchslösung ohne Probleme erzeugt werden. Die restliche Gebrauchslösung für das Mundspülbecken verbleibt automatisch im Dosierbehältnis und kann einfach in das Mundspülbecken ausgegossen werden. Das einfache Anstecken der Absaugschläuche auf vorhandene Adapter erleichtert die Arbeitsschritte.



schülke Applikationshilfe dental

Bestellinformation

| Artikel | Lieferform | Art.-Nr. |
|----------------------------------|------------|----------|
| schülke Applikationshilfe dental | 1/Karton | 70002773 |

Verwandte Produkte

- aspirmatic®
- aspirmatic® cleaner

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter

www.schuelke.ch

Für individuelle Fragen:

Customer Service

Telefon: +41 44 466 55 44

E-Mail: mail.ch@schuelke.com



EMAS

GEPRÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG.-NR. D-180-10003



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Schweiz AG
Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstrasse 58
8003 Zürich
Schweiz
Tel. +41 44 466 55 44
Fax +41 44 466 55 33
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com