



Dosierbehältnis für das Ansetzen und Ausgießen von aspirmatic® und aspirmatic® cleaner

## schülke Applikationshilfe dental

### Unser Plus

- gut sichtbare Skala zum Ansetzen von 2 l-Gebrauchslösung
- Restmenge für Mundspülbecken verbleibt automatisch im Dosierbehältnis
- einfaches Anstecken der Absaugschläuche auf vorhandene Adapter

### Anwendungsgebiete

Dosierbehältnis für das Ansetzen und Ausgießen der Gebrauchslösung aspirmatic® und aspirmatic® cleaner in Absauganlagen. Die einfache und sichere Handhabung erleichtert die Arbeit mit dem aspirmatic® und dem aspirmatic® cleaner sehr. Durch die gut sichtbare Skala kann die 2 l-Gebrauchslösung ohne Probleme erzeugt werden. Die restliche Gebrauchslösung für das Mundspülbecken verbleibt automatisch im Dosierbehältnis und kann einfach in das Mundspülbecken ausgegossen werden. Das einfache Anstecken der Absaugschläuche auf vorhandene Adapter erleichtert die Arbeitsschritte.



# schülke Applikationshilfe dental

## Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

## Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie unter [www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)

Für individuelle Fragen:

Customer Sales Service

Telefon: +41 44 466 55 44

E-Mail: [mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)



EMAS  
GEPRÜFTES  
UMWELTMANAGEMENT  
REG. NR. D-150-10003



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer  
Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-  
Zertifikaten für Arzneimittel.