



Materialschonender Neutralisator auf Basis organischer Säuren zur maschinellen Aufbereitung

mucapur[®] Z

Unser Plus

- besonders materialschonender Neutralisator zur Neutralisation von empfindlichen medizinischen Instrumenten und Gegenständen (u. a. Anästhesie)
- beseitigt die vom Reinigungsvorgang verbliebene Restalkalität und schützt vor Korrosionsschäden sowie Ablagerungen
- zur Verwendung im Nachspülgang in allen Reinigungs- und Desinfektionsgeräten (RDG) und Taktbandanlagen geeignet
- besonders wirtschaftlich durch die geringe Anwendungskonzentration
- mucapur[®] Z wird von Miele empfohlen

Anwendungsgebiete

mucapur[®] Z eignet sich hervorragend zur Neutralisation von empfindlichen Materialien, Instrumenten und Gegenständen im Anschluß an die alkalische Reinigung. Konzentrat für die Verwendung in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten (RDG) und Taktband-Waschanlagen.

Anwendungshinweise

Die Anwendungskonzentration beträgt 0,1 % (höhere Dosierung möglich). Dosierung erfolgt über maschineneigene Dosierpumpen. Bitte die anwendungstechnischen Empfehlungen des Maschinen-Herstellers beachten!



Produktdaten

Zusammensetzung:
organische Säure, Hilfsstoffe.

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 1,14 g/cm ³ / 20 °C
Farbe	hellgelb
Flammpunkt	Nicht anwendbar
Form	flüssig
pH	< 3 / 20 °C / Konzentrat
Viskosität, dynamisch	Keine Daten verfügbar

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
mucapur-Z 5 I KA	1/Kanister	230115

Zubehör

Zubehör	Art.-Nr.
5/10 l-Kanisterschlüssel	135810

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com. Für individuelle Fragen: Customer Care
Telefon: +49 40 52100-666 E-Mail: info@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.



Ein Unternehmen der Air Liquide-Gruppe.

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstrasse 58
8003 Zürich
Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 4665544
Fax +41 (0) 44 - 4665533
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

Schülke & Mayr Ges.m.b.H.
Seidengasse 9
1070 Wien
Österreich
Tel. +43 (0) 1 - 5232501-0
Fax +43 (0) 1 - 5232501-60
www.schuelke.at
office.austria@schuelke.com