

# schülke -t



Klar- und Glanzspüler mit neutralisierender Wirkung zur Trocknungszeitverkürzung bei der maschinellen Aufbereitung

## mucapur® S

### Unser Plus

- verkürzt die Trocknungszeit um bis zu 60 % und führt zu effektiven Energie-, Zeit- und Kosteneinsparungen
- garantiert trockenes Spülgut
- beseitigt Restalkalität dank neutralisierender Wirkung
- sorgt für strahlenden Glanz und fleckenfreies Spülgut; pflegt und schützt die Maschine vor Ablagerungen
- hohe Wirtschaftlichkeit durch geringe Anwendungskonzentration
- mucapur® S wird von Miele empfohlen

### Anwendungsgebiete

mucapur® S ist ein spezielles Klar- und Glanzspülkonzentrat für den Einsatz im medizinischen Bereich. Empfohlen für alle Reinigungs- und Desinfektionsgeräte (RDG), Bettenwaschanlagen und Taktbandwaschanlagen.

### Anwendungshinweise

Anwendungskonzentration: 0,01 % bis 0,03 %.  
Die Dosierung erfolgt automatisch über maschineneigene Dosierpumpen. Bitte die anwendungstechnischen Empfehlungen der Maschinen-Hersteller beachten!



## Produktdaten

Zusammensetzung:

5 % - 15 % nichtionische Tenside, < 5 % anionische Tenside

Weitere Hilfsstoffe: organische Säuren

### Chemisch-physikalische Daten

Dichte	1,05 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
Farbe	farblos
Flammpunkt	47,5 °C
Form	flüssig
pH	< 3 / Konzentrat
Viskosität, dynamisch	Keine Daten verfügbar

## Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
mucapur S 5000 ml	3/Karton	230012
mucapur-S 1l FL	10/Karton	230154
mucapur-S 5 l KA	1/Kanister	230112
mucapur-S 200 l FA	1/Fass	230109

## Zubehör

Zubehör	Art.-Nr.
Kanisterschlüssel für 5 + 10 l	135810

## Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

## Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter [www.schuelke.com](http://www.schuelke.com). Für individuelle Fragen: Customer Care  
Telefon: +49 40 52100-666 E-Mail: [info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.



Ein Unternehmen der Air Liquide-Gruppe.

**schülke Hauptsitz**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt  
Deutschland  
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)

Schülke & Mayr AG  
Sihlfeldstrasse 58  
8003 Zürich  
Schweiz  
Tel. +41 (0) 44 - 4665544  
Fax +41 (0) 44 - 4665533  
[www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

Schülke & Mayr Ges.m.b.H.  
Seidengasse 9  
1070 Wien  
Österreich  
Tel. +43 (0) 1 - 5232501-0  
Fax +43 (0) 1 - 5232501-60  
[www.schuelke.at](http://www.schuelke.at)  
[office.austria@schuelke.com](mailto:office.austria@schuelke.com)