

schülke -+



Manueller Universalhalter zur einfachen Montage
an den Rohrrahmen

Universal Flaschenhalter

Unser Plus

- zum vertikalen und horizontalen Einsatz
- lässt sich um 360 Grad drehen
- geeignet für die 500 ml und 1000 ml schülke Flaschen
- besteht aus Edelstahl und lässt sich somit einwandfrei desinfizieren

Anwendungsgebiete

- Für die rutschfreien Nutzung an Betten sowie Stations- und Verbandswagen



Universal Flaschenhalter

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
Universal Flaschenhalter 500ml	1/Karton	70001419
Universal Flaschenhalter 1000ml	1/Karton	70001420

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com.

Für individuelle Fragen:

Application Department

Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: info@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com