

# schülke -†



Nous proposons un bac adapté à chaque besoin. Dans toutes les tailles, avec couvercle transparent, avec récipient pour instruments et robinet de vidange.

## bath-system 10 l

### Notre plus

- Bonne résistance des matériaux à tous les produits de désinfection et de nettoyage des instruments
- Les bacs à instruments schülke sont résistants à la chaleur jusqu'à + 55°C



# bath-system 10 I

## Données relatives au produit

### Dimensions intérieures:

L 340mm x L 260mm x H 170mm

### Dimensions extérieures:

L 400mm x L 300mm x H 180mm

## Remarques particulières

Le traitement ne peut pas être fait à plus que +55°C.

## Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
set - bac de 10 lt - couv. transp. SE	1/Carton	144508

## Informations environnementales

Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.

## Avis d'expert et information

Vous trouverez les informations sur le produit sous [www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)

Pour vos questions individuelles:

Customer Sales Service

Tél.: +41 44 466 55 44

E-mail: [mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

**schülke Suisse**  
Schülke & Mayr AG  
Hungerbühlstrasse 22  
8500 Frauenfeld  
Schweiz  
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44  
[www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

**schülke siège principal**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt  
Deutschland  
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)