

schülke -†



Nous proposons un bac adapté à chaque besoin. Dans toutes les tailles, avec couvercle transparent, avec récipient pour instruments et robinet de vidange.

bath-system 30 l

Notre plus

- Bonne résistance des matériaux à tous les produits de désinfection et de nettoyage des instruments
- Les bacs à instruments schülke sont résistants à la chaleur jusqu'à + 55°C



bath-system 30 I

Données relatives au produit

Dimensions intérieures:

L 560mm x L 370mm x H 225mm

Dimensions extérieures:

L 620mm x L 405mm x H 240mm

Remarques particulières

Le traitement ne peut pas être fait à plus que +55°C.

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
bac 30 lt sans robinet	1/Carton	144601
corbeille de bac 30 lt	1/Carton	144602
poids de bac 30 lt	1/Carton	144605
bac de 30 lt avec robinet	1/Carton	144606
set - bac de 30 lt - couv. transp. SE	1/Carton	144608
set - bac de 30 lt - couv.transp./rob.SE	1/Carton	144610

Informations environnementales

Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.

Avis d'expert et information

Vous trouverez les informations sur le produit sous www.schuelke.ch

Pour vos questions individuelles:

Customer Sales Service

Tél.: +41 44 466 55 44

E-mail: mail.ch@schuelke.com



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

schülke Suisse
Schülke & Mayr AG
Hungerbühlstrasse 22
8500 Frauenfeld
Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke siège principal
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com