



Concentré en poudre à base d'oxygène actif pour la désinfection des surfaces

perform® classic concentrate OXY

Notre plus

- sporicide et compatible avec le matériel
- conditionnement en sachets pratiques
- sans colorant
- Efficacité contrôlée suivant normes européennes

Domaines d'utilisation

Désinfection de surfaces. perform® classic concentrate OXY s'utilise dans toutes les zones à risques où, en plus d'une large efficacité, des exigences élevées sont posées au comportement du milieu et à la convivialité d'une solution de désinfection pour surfaces.

Grâce à sa bonne compatibilité avec le matériel de la solution prête à l'emploi, perform® classic concentrate OXY peut également être utilisé pour les substances à problème comme le verre acrylique (incubateurs) par exemple.

Conseils d'utilisation

Pour préparer la solution, verser d'abord de l'eau (à tiède) dans une bassine ou un seau, puis disperser perform® sterile concentrate OXY et mélanger brièvement.

Par exemple:

1 sachet (40 g) pour 8 l = solution à 0,5 %;

2 sachets (40 g) pour 8 l = solution à 1 %

Éliminer auparavant les souillures visibles.

Nettoyer les surfaces en humidifiant bien et respecter le temps d'action. Le cas échéant, rincer les surfaces en contact avec le produit.

Pour éviter la formation de résidus sur les surfaces traitées, les surfaces ne doivent présenter après le nettoyage qu'une humidité résiduelle minimale. Un mélange avec des renforçateurs de nettoyage n'est donc pas nécessaire.

La stabilité des substances actives dans les solutions préparées est assurée pendant une période d'immobilisation

d'une journée de travail. Si l'encrassement est important, la solution doit être changée au préalable.

Efficacité microbiologique

Efficacité	Solution	Temps d'action
Bactéries EN1276, EN13697	0,5 % (5 g/l)	30 min
Fongique EN1650, EN13697	1,5 % (15 g/l)	60 min
activité virucide limitée Conformément à la directive de la DVV (Association allemande de lutte contre les maladies virales, association déclarée) / RKI	0,5 % (5 g/l)	5 min



perform[®] classic concentrate OXY

Données relatives au produit

Composition :

100 g contiennent : 45 g de bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) de pentapotassium

Identification conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 648/2004 :

5 - 15 % de tensioactifs anioniques, < 5 % de tensioactifs non ioniques, < 5 % de savon, 5 % de phosphonate, agents odoriférants

Données physico-chimiques

Couleur	blanc
pH	env. 4 / 5 g/l / 20 °C / mélangé à l'eau
Point d'éclair	Non applicable
Routine FORM	granuleux
Viscosité dynamique	Non applicable

Remarques particulières

Utilisez les désinfectants avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant utilisation.

Ne pas conserver le sachet à une température supérieure à celle de la pièce.

L'utilisation de gants (par ex. en caoutchouc nitrile) est recommandée.

La solution prête à l'emploi peut avoir un effet blanchissant sur les colorants textiles très sensibles.

N° d'enregistrement BauA : N-30997/ N-31008

Autorisation en Suisse : CHZN0735

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
perform cl.conc. OXY -CH-(60x) 40 g BT	60/Carton	70003330

Informations environnementales

Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.

Avis d'expert et information

Vous trouverez un aperçu de toutes les expertises/textes portant sur la préparation perform[®] classic concentrate OXY sur Internet sous www.schuelke.ch

Pour vos questions individuelles :

Customer Care

Tél. : +41 (0) 44 466 55 44

E-mail : mail.ch@schuelke.com



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

schülke Suisse
Schülke & Mayr AG
Hungerbühlstrasse 22
8500 Frauenfeld
Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke siège principal
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com