



Distributeur de préparation RX 5 Touchless pour tous les flacons de 500 ml. Pour l'application de désinfectants pour les mains et de lotions de lavage.

Distributeur de préparation RX 5 T

Notre plus

- dosage fixe 1,5 ml
- la cadence de course réglable (1-3 courses)
- distributeur verrouillable sans contact
- montage et remplacement aisés des flacons
- montage simple sur mur et au colonne
- distributeur en plastique robuste et esthétique
- alimentation électrique par 4 piles C (inclus)

Domaines d'utilisation

Dosage simple et exact des désinfectants des mains et des préparations de lavage.

- Dosage d'environ 1,5 ml
- Distributeur verrouillable sans contact
- Remplissage rapide avec le flacon d'origine.
- La pompe doseuse est remplaçable



Distributeur de préparation RX 5 T

Données relatives au produit

Données relatives au produit

Réceptif de préparation: 500 ml Soft-Flacon jetable
la cadence de course réglable (1-3 courses)
possibilité de contrôler en permanence le remplissage
Les piles et les vis sont incluses.
Masse: B 102 x H 269 x T 142 (185) mm (avec face arrière)
Nouvelles pilles suffisent pour environ 60'000 activations.

Remarques particulières

Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant utilisation.

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
Kunststoffpumpe RX 5	1/Karton	60000384
distribut mural RX5 touch bac	1/Carton	60000425

Informations environnementales

Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.

Avis d'expert et information

Vous trouverez un aperçu de toutes les expertises/textes portant sur le distributeur de préparation RX 5 Touchless sur l'internet sous www.schuelke.ch

Pour vos questions individuelles:

Customer Care

Tél. : +41 (0) 44 466 55 44

E-mail : mail.ch@schuelke.com



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

schülke Suisse
Schülke & Mayr AG
Hungerbühlstrasse 22
8500 Frauenfeld
Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke siège principal
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com