

## Bacs de trempage

Les produits d'hygiène ne peuvent développer pleinement leur efficacité que lorsqu'ils sont dosés et utilisés correctement

schülke propose une gamme complète d'accessoires qui garantit une utilisation optimale des produits d'hygiène








Les bacs de trempage schülke permettent d'adopter une méthode de travail simple et hygiénique pour le nettoyage, l'entretien et la désinfection des instruments en tous genres.

Ils conviennent pour une utilisation universelle (à l'hôpital et au cabinet).

Caractéristiques :

- En chlorure de polyvinyle blanc (PVC)
- Bonne compatibilité avec les préparations désinfectantes à base d'aldéhydes, de phénols et d'ammoniums quaternaires
- Avec panier amovible

	Désignation	Référence	Dimensions intérieures *	Dimensions extérieures *
	Bac à fraises Couvercle blanc	144 030	Ø 81 x 54	Ø 85 x 60
	Bac 3 litres Couvercle blanc	144 307	250 x 150 x 120	300 x 185 x 125
	Bac 5 litres Couvercle blanc	144 407	500 x 170 x 120	555 x 205 x 135
	Bac 10 litres Couvercle blanc	144 507	340 x 260 x 170	400 x 300 x 180
	Bac 30 litres Couvercle blanc Avec robinet	144 609	560 x 370 x 225	620 x 405 x 240

\* Dimensions en mm : longueur x largeur x hauteur



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

Schülke France  
Schülke France SARL  
ZI Sud Secteur A  
Route des Varennes  
71100 Chalon-sur-Saône  
France  
www.schuelke.fr  
schuelkefrance.info@schuelke.com

Siège  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str.2  
22840 Norderstedt, Allemagne  
Tél +49 (0) 40 - 521 00 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 521 00 - 318  
www.schuelke.com  
mail@schuelke.com