



Neutralisator op basis van citroenzuur voor de geautomatiseerde reprocessing van medische hulpmiddelen en laboratoriumbenodigdheden

## thermosept® NKZ

### Onze pluspunten

- Vrij van fosfaten en oppervlakte actieve stoffen;
- Uitstekende materiaalcompatibiliteit;
- Efficiënte neutralisatie na alkalische reiniging
- Voorkomt afzettingen en verkleuring op apparatuur en medische hulpmiddelen.



### Toepassingsgebied

thermosept® NKZ wordt gebruikt voor neutralisatie, na alkalische reiniging van chirurgische en microchirurgische instrumenten, roestvrijstalen containers, starre endoscopen, anesthesiemateriaal, operatiekamer schoenen, babyflessen en laboratoriuminstrumenten, om de verspreiding van alkalische residuen te voorkomen.

Na neutrale reiniging met b.v. thermosept® RKN-zym kan met thermosept® NKZ het reinigingsresultaat geoptimaliseerd worden en afzettingen of verkleuring worden vermeden. thermosept® NKZ is ook geschikt voor fosfaatvrij reinigen van laboratoriumglaswerk en voor zuur voorreinigen van chirurgische (roestvrijstalen) instrumenten. Thermosept® NKZ is geschikt voor gebruik in reiniging-en desinfectie machines en wasstraten.

### Gebruiksaanwijzing

Dosering:

Na alkalische reiniging: 0,1 - 0,2% ( 1 - 2ml/l)

Na neutrale reiniging: 0,1% (1ml/l)

Gebruik van gedemineraliseerd water in de laatste spoelgang is aanbevolen.

Dosering voor zure (voor)reiniging van zuurbestendige materialen: 0,2 - 0,5%(2 - 5 ml/l) bij 40 - 60°C contacttijd max. 30 minuten. Grondig spoelen met water is vereist. Dosering wordt uitgevoerd door in de machine geïntegreerde doseerpompen.



## Productinformatie

Samenstelling:  
organische zuren

### Chemisch-fysische gegevens van de werkzame stof

Dichtheid	circa 1,17 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
Kleur	kleurloos
pH	2 / 100 % / 20 °C
Viscositeit, dynamisch	circa 4 mPa*s / Methode : ISO 3219
Vlampunt	Niet van toepassing
Vorm	vloeibaar

## Speciaal advies

Neem altijd de aanbevelingen van de apparatuur en instrumenten fabrikanten in acht. Beschikbaarheid kan van land tot land verschillen. Informeer bij uw lokale distributeur naar de beschikbare eenheden.

## Bestelinformatie

Artikel	Eenheid	Artikel nr.
THERMOSEPT NKZ 5 kg KA	1/Can	146503

## Accessoires

Accessoires	Artikel nr.
Sleutel voor 20 en 25 ltr can	135901
Sleutel voor 5 en 10 ltr can	135810

## Verwante producten

- thermosept® RKF

## Milieu

schülke produceert producten economisch en met geavanceerde, veilige en milieuvriendelijke productieprocessen terwijl tegelijkertijd hoge kwaliteitsnormen worden gehandhaafd.

## Expert reports en informatie

Bezoek onze website voor een overzicht van alle beschikbare literatuur / rapporten over het product: <http://www.schuelke.nl>. voor individuele vragen: 023 535 26 34 E-mail: [salesbenelux@schuelke.com](mailto:salesbenelux@schuelke.com) International +49 4052100 E-mail [info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)



Schülke & Mayr GmbH bezit een fabrikanten autorisatie conform sectie 13 paragraaf 1 van de Duitse Medicijnwet en certificaten van GMP compliance voor medische producten.

**schülke Benelux**  
Schülke & Mayr Benelux B.V.  
Oudeweg 8d  
2013 CC Haarlem, Nederland  
Tel: +31 (0) 23 535 26 34  
[www.schuelke.nl](http://www.schuelke.nl)  
[salesbenelux@schuelke.com](mailto:salesbenelux@schuelke.com)

**schülke hoofdkantoor**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Duitsland  
Tel: +49 40 - 52100 - 0  
Fax: +49 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)