

schülke -†



sm 2 Universal - geschikt voor flessen van 500 ml en 1000 ml sm2 500- geschikt voor flessen van 500ml. Voor het aanbrengen van handdesinfectiemiddelen, was- en verzorgingslotions.

SM2 dispenser

Onze pluspunten

- geen herbesmetting of verdamping vanwege uniek pomptwerp en geïntegreerde flessluiting;
- bedieningshendel beschermd tegen contact en verontreiniging;
- container kan volledig worden gelegeerd als gevolg van een flexibele zuigslang;
- instelbare pomp van 1 ml - 3 ml;
- eenvoudige reiniging doordat dispenser en pomp volledig kunnen worden gedemonteerd;
- eenvoudige montage;



SM2 dispenser

Bestelinformatie

Artikel	Eenheid	Artikel nr.
Wanddispenser sm2 universeel (450-1000ml)	1/Doos	668500
Präparatespender SM 2 Universal grün	1/Doos	668505
Wanddispenser sm2 universeel (450-500ml)	1/Doos	668600



Schülke & Mayr GmbH bezit een fabrikanten autorisatie conform sectie 13 paragraaf 1 van de Duitse Medicijnwet en certificaten van GMP compliance voor medische producten.

schülke Benelux
Schülke & Mayr Benelux B.V.
Oudeweg 8d
2013 CC Haarlem, Nederland
Tel: +31 (0) 23 535 26 34
Fax: +31 (0) 23 536 79 70
www.schuelke.com
salesbenelux@schuelke.com

schülke hoofdkantoor
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Duitsland
Tel: +49 40 - 52100 - 0
Fax: +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com