

schülke -+



Voor het aanbrengen van
handdesinfectiemiddelen, wasmiddelen en
verzorgingslotions voor 500 ml en 1.000 ml
wegwerpflessen

KHN dispenser touchless

Onze pluspunten

- voldoet aan de eisen van de beroepsvereniging (BGR 250 / TRBA 250) en de werkplaatsvoorschriften;
- voor directe afname van producten;
- instelbare doseerslag van ca. 0,75 ml tot ca 1,5 ml;
- behuizing van aluminium, geanodiseerd (bacteriostatisch effect);
- autoclaveer- en vaatwasmachinebestendige dispenser;
- eenvoudige montage;



KHN dispenser touchless

Bestelinformatie

Artikel	Eenheid	Artikel nr.
Präparatespender KHN touchless 1 l	1/Doos	60000184



Schülke & Mayr GmbH bezit een fabrikanten autorisatie conform sectie 13 paragraaf 1 van de Duitse Medicijnwet en certificaten van GMP compliance voor medische producten.