

schülke -†



Preparat do manualnego mycia oraz dezynfekcji narzędzi chirurgicznych

discleen® extra

Zalety

- nie zawiera aldehydów,
- zawiera inhibitory korozji
- dobra kompatybilność materiałowa
- opinia Karl Storz
- niskie stężenie roztworu roboczego

Właściwości produktu

Discleen extra jest preparatem przeznaczonym do manualnego mycia oraz dezynfekcji narzędzi chirurgicznych o szerokiej kompatybilności materiałowej zarówno wobec metali jak i tworzyw sztucznych. Może być stosowany w myjniach ultradźwiękowych. Działa bakteriobójczo, prątkobójczo, grzybobójczo, wirusobójczo wobec BVDV oraz wirusa vaccinia.

Wskazówki dotyczące stosowania

W czasie dezynfekcji należy zwracać uwagę na całkowite zanurzenie dezynfekowanych narzędzi. Instrumenty i narzędzia wewnątrz puste należy tak zanurzyć, aby puste przestrzenie były całkowicie wypełnione. Należy przestrzegać zalecanych czasów oddziaływania oraz stężeń roztworu roboczego.

CE 1023



Dane produktu

100 g produktu zawiera: 50 g chlorku didecyldimetyloamoniowego, 35 g chlorku benzyloalkilodimetylowego, 66 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diaminy

Wskazówki szczególne

Przechowywać w temperaturze od -10 do +25 st. C.
Termin ważności: 24 miesiące.

Informacje dotyczące zamówienia

| Artykuł | Forma dostawy | Art.-Nr. |
|------------------------|---------------|----------|
| Discleen Extra 1 l FL | 12/Karton | 70000087 |
| Discleen Extra 5 kg KA | 1/Kanister | 70000088 |

Badania i informacje

Na życzenie dostarczymy niezbędne raporty dotyczące preparatu.

Dystrybutor
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 22 11 60 700
Telefax +48 22 11 60 701
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.com

Wytwórca
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumin, Czechy
Telefon +420 558 320 260
www.schulke.cz