

schülke -†



Niskoalkoholowy preparat o doskonałej kompatybilności do szybkiej dezynfekcji powierzchni (w tym - powierzchni wyrobów medycznych).

mikrozid® universal liquid

Zalety

- gotowy do użycia,
- przebadany dermatologicznie,
- bez barwników i substancji zapachowych
- doskonałe właściwości myjące
- skuteczny zgodnie z normą EN 16615 w czasie 1 minuty (w warunkach niskiego obciążenia)

Obszary zastosowania

- do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych we wszystkich obszarach podwyższonego ryzyka, gdzie jest wymagana szybkość działania i szeroka kompatybilność materiałowa np.: powierzchnie aparatury specjalistycznej, wyświetlacze, klawiatury, panele obsługi i ekrany dotykowe wrażliwych sprzętów medycznych
- produkt może być używany do dezynfekcji głowic sond USG
- do dezynfekcji i mycia wszelkiego rodzaju powierzchni, urządzeń, w szczególności powierzchni wrażliwych takich jak wyświetlacze, klawiatury, panele obsługi i ekrany dotykowe
- do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, przedszkolach, żłobkach, w higienie komunalnej oraz w przemyśle.
- nie może służyć do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością.

Właściwości produktu

Preparat mikrozid® universal liquid działa bakteriobójczo, drożdżakobójczo, bójczo wobec prątków gruźlicy, wirusobójczo wobec wirusów ostonkowych (BVDV, vaccinia), adenowirusa, wirusa polyoma SV40, norowirusa oraz rotawirusa.

Wskazówki dotyczące stosowania

Preparat rozpylić na dezynfekowaną powierzchnię i pozostawić przez wymagany czas do wyschnięcia. Preparat nanosić na powierzchnię z odległości ok. 30 cm i należy zwrócić uwagę, aby podczas wymaganego czasu działania powierzchnia była całkowicie zwilżona. Produkt można używać bez stosowania rękawiczek.

CE 0297



Dane produktu

100 g preparatu zawiera: 17,4 g propan-2-ol, 12,6 g etanol (94 % w/w)

Dane chemiczno-fizyczne

Forma	ciecz
Gęstość	ok. 0,95 g/cm ³
Kolor	bezbarwny
pH	ok. 3,5 / 100 %
Tarcie, dynamiczne	nie określono
Temperatura zapłonu	26 °C / Metoda : DIN 51755 Part 1

Wskazówki szczególne

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Chronić przed mrozem, wysoką temperaturą i bezpośrednim nasłonecznieniem. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej. Nie stosować do dezynfekcji inwazyjnych wyrobów medycznych.

Termin ważności: 3 lata

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł	Forma dostawy	Art.-Nr.
mikrozid universal liquid Rfl 1 I FL	10/Karton	70000998
mikrozid universal liquid WSP 1 I FL	10/Karton	70003233
mikrozid universal liquid 5 I KA	1/Kanister	70000997

Informacje dotyczące ochrony środowiska

Firma Schülke & Mayr GmbH produkuje preparaty z wykorzystaniem metod ekonomicznych, zaawansowanych technologicznie i przyjaznych dla środowiska przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.

Badania i informacje

Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7508/18
Na życzenie dostarczymy niezbędne raporty dotyczące preparatu.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego.



Schülke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.

Dystrybutor
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 22 11 60 700
Telefax +48 22 11 60 701
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.com

Wytwórca
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Niemcy
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
+49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com