

schülke -+



Účinný
od 0,25%

Koncentrovaný tekutý dezinfekčný prostriedok na báze KAS, amínu a fenoxyetanolu na ručné čistenie a dezinfekciu povrchov zdravotníckych pomôcok a plôch v zdravotníctve a komunálnej hygiene.

desam® effekt +

Naše Plus

- Všestranný, účinný a ekonomický
- Nedráždi dýchacie cesty
- Vhodný na použitie aj v prítomnosti pacientov
- Kompatibilný v systéme suchých utierok schülke wipes

Oblasti použitia

Desam® effekt+ je určený na čistenie a dezinfekciu povrchov zdravotníckych pomôcok. Je vhodný na použitie v zdravotníctve a komunálnej hygiene na dezinfekciu plôch a povrchov. Produkt je kompatibilný s mnohými druhmi materiálov, ako je nerezová oceľ, pochrómované a smaltované povrchy, sklo, povrchy potiahnuté plastom, plexisklo, guma a akryláty. Nepoužívajte na mechanicky poškodené povrchy.

Účinnosť

Baktericídny, virucídny (BVDV/Vaccinia/Noro/Rota/Adeno), mykobaktericídny, tuberkulocídny, fungicídny. Pre bližšie informácie o mikrobicídnej aktivite a expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke.

Návod na použitie

Pracovný roztok sa pripraví nariadením koncentráту desam® effekt+ vo vode o teplote 20-25 °C. Roztok sa aplikuje oterom. Dbajte na dôkladné namočenie povrchu zdravotníckeho prostriedku. Nie je určený k dezinfekcii invazívnych zdravotníckych prostriedkov. Neprekračujte dobu expozície.

CE 1023



Zloženie

100 g prípravku **desam[®] effekt+** obsahuje nasledujúce aktívne látky:

- 19 g Benzyl-C12-16-alkyldimethylamonium chlorid
- 10 g 2-fenoxyethan-1-ol
- 7,2 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin
- 3 g Didecylidimethylamonium chlorid

Fyzikálno-chemické vlastnosti

Bod vzplanutia	45,5 °C / Metóda : DIN EN ISO 13736
Farba	žltý
Forma	kvapalina
Hustota	0,98 - 0,99 g/cm ³ / 20 °C
pH	11 - 12 / 100 % / 20 °C

Zvláštne upozornenia

Určené len pre profesionálny trh. Nie je vhodný na farebné kovy (meď, mosadz), nelegované ocele, farebne nestabilné materiály, silikóny a polykarbonáty. Skladovať v originálnych, dobre uzatvárateľných pôvodných obaloch v suchých priestoroch.

Doba expirácie: 24 mesiacov.

Objednávkové informácie

Názov produktu	Balenie	Číslo výrobku
Desam Effekt + 1 l FL	12/Kartón	70002117
Desam Effekt + 5 l KA	1/Kanister	70002118

Životné prostredie

Spoločnosť Schülke vyrába svoje produkty inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržania vysokých štandardov kvality.

Typ prípravku

- Zdravotnícky prostriedok
- Biocídny prípravok



Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.



Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom certifikátov GMP pre lieky.

Distribútor
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
schulkesk@schuelke.com

Výrobca
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com